

Transforme Seus Testes

com Medições de
Alta Qualidade



Refratômetro Manual
Portátil
SÉRIES

 IONLAB | **Megabrix**
Refratômetros

APRESENTAÇÃO

TECNOLOGIA

O refratômetro manual portátil Megabrix é um equipamento fácil de operar e com leituras precisas. Corpo emborrachado para uma melhor ergonomia e limpeza, a fim de evitar corrosão. Ampla escala de análises para amostras líquidas, nos segmentos clínico ou veterinário, alimentício, automobilístico, entre outros.

O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 Pipeta de Pasteur;
- ✓ 1 Chave de fenda;
- ✓ 1 Estojo;
- ✓ 1 Manual de operação.

*Opção de modelos com luz de LED.



CONFIRA O VÍDEO DA SÉRIE



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

SÉRIES	MODELO	TEMP.	LED	ESCALA	FAIXA DE MEDIÇÃO	DIVISÃO MÍNIMA	PRECISÃO
Brix%	RHB-18ATC	ATC	Não	Brix	0 ~ 18%	0.1%	±0.1%
	RHB-32ATC	ATC	Não	Brix	0 ~ 32%	0.2%	0.2%
	RHB-62ATC	ATC	Não	Brix	28 ~ 62%	0.2%	0.2%
	RHB-82ATC	ATC	Não	Brix	45 ~ 82%	0.2%	0.5%
	RHBO-50ATC	ATC	Não	Brix	0 ~ 50%	1%	±1%
	RHBO-80	Sem ATC	Não	Brix	0 ~ 80%	1%	±1%
	RHBO-90B	Sem ATC	Não	Brix	0 ~ 90%	0.2%	±1%
	RHBO-90-3ESC	ATC	Não	Brix	0 ~ 42%	0.2%	±0.2%
				Brix	42 ~ 71%	0.2%	±0.2%
Brix				71 ~ 90%	0.2%	±0.2%	
ZGRB-32ATC	ATC	Sim	Brix	0 ~ 32%	0.2%	±0.2%	
Brix%, Mosto de Cerveja e Vinho	RHB-44sATC	ATC	Não	Brix%	0 ~ 44%	0.5%	±5%
				Oe	0 ~ 190°	2%	±2°
				KMW	0 ~ 38	0.5%	±2
Mel	RHB-90ATC	ATC	Não	Brix	58 ~ 90%	0.5%	±0.5%
				Be°	38 ~ 43	0.5%	±0.5%
				Água	12 ~ 27%	1%	±1%
	ZGRB-90ATC	ATC	Sim	Brix	58 ~ 90%	0.5%	±0.5%
				Be°	38 ~ 43	0.5%	±0.5%
				Água	12 ~ 27%	1%	±1%
Salinidade	RHS-10ATC	ATC	Não	PPT	0 ~ 100‰	1‰	1‰
				SG	1.000 ~ 1.070	0.001	±0.001
Salinidade e Brix	RHS-28ATC	ATC	Não	Salinidade	0 ~ 28%	0.2%	±0.2%
				Brix	0 ~ 32%	0.2%	±0.2%
Salinidade e Brix	RHS-28BRI-XATC	ATC	Não	Salinidade	0 ~ 28%	0.2%	±0.2%
				Brix	0 ~ 32%	0.2%	±0.2%
Vinho	RHW-25ATC	ATC	Não	VOL	0 ~ 25%	0.2%	±0.2%
	RHW-25BE-ATC	ATC	Não	VOL	0 ~ 25%	0.2%	±0.2%
				BE°	0 ~ 20	0.2%	±0.2%
	RHW-80ATC	ATC	Não	W/W	0 ~ 80%	1%	±1%
Cerveja	RSG-32ATC	ATC	Não	Brix	0 ~ 32%	0.1%	0.1%
				Wort sg	1.000 ~ 1.120	0.001	0.001
	RSG-100ATC	ATC	Não	Brix	0 ~ 10%	0.1%	0.1%
				Wort sg	1.000 ~ 1.120	0.001	0.001
Automotivo	NAHR-503A-TC	ATC	Não	Etilenoglicol	-50°C ~ 0°C	5°C	5°C
				Propilenoglicol	-50°C ~ 0°C	5°C	5°C
				Fluidos de limpeza	-40°C ~ 0°C	5°C	5°C
				Fluidos de bateria	1.100 ~ 1.400sg	0.01sg	0.01sg
	NAHR-701A-TC	ATC	Não	Adblue	30% ~ 35%	0.5%	0.5%
				Etilenoglicol	-50°C ~ -25°C	5°C	5°C
				Propilenoglicol	-50°C ~ -25°C	5°C	5°C
				Fluidos de limpeza	-40°C ~ -10°C	5°C	5°C
Fluidos de bateria	1.100 ~ 1.400sg	0.01sg	0.01sg				
Clínico	RHC-200ATC	ATC	Não	SP	0 ~ 12g/dl	0.2g/dl	±0.2g/dl
				SG	1.000 ~ 1.050	0.005sg	±0.005sg
				Índice de refração	1.330 ~ 1.360	0.0005RI	±0.0005RI

Equipamento Importado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

