

Controle preciso da temperatura e umidade ao alcance de suas mãos

Imagens meramente ilustrativas



**Termo-higrômetro
digital
DC103**

IONLAB | SATRA

APRESENTAÇÃO

TECNOLOGIA

Termo-higrômetro digital para bancada ou parede com imã, com funções de temperatura máxima e mínima interna e externa.

Temperatura interna/externa e umidade relativa do ar;

Exibição selecionável entre °C e °F;

Memória para temperatura máxima e mínima para temperatura interna/externa e umidade relativa do ar;

Alarme para ponto de congelamento (-1°C à +4°C / +30,2°F à +39,2°F);

Símbolo J indicando temperatura entre 20°C e 25°C e umidade relativa do ar entre 40% e 70%;

Símbolo L indicando umidade relativa do ar acima de 70%;

Símbolo K indicando umidade relativa do ar abaixo de 40%.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA	-50°C à +70°C (-58°F à +158°F)
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA	-10°C à +50°C (14°F à +122°F)
UMIDADE RELATIVA DO AR	20% à 90%
ALIMENTAÇÃO	1 x 1,5V (AG13)



CONFIRA O VÍDEO DO DC103



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

Equipamento Importado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Siga a IONLAB

