

# Tempo e Temperatura sob Controle

Soluções Inteligentes  
para Seu Dia a Dia

Imagens meramente ilustrativas



Timers e  
Termômetros  
**SÉRIES**

 IONLAB | SATRA

## **CRONÔMETRO DIGITAL COM ALARME - XL-008**

Cronômetro digital resistente a água;

Fácil de usar, possui display LCD grande, alarme, calendário automático, temporizador de contagem progressiva para uso geral e memória que lembra o tempo de contagem anterior.



## **TIMER DIGITAL COM 1 CANAL E ALARME - 10203-02**

Aparelho com a função de contagem progressiva;

Configuração de tempo de 1 segundo a 99 minutos e 59 segundos.



## **TIMER DIGITAL COM 4 CANAIS INDEPENDENTES - 10203-03**

Contagens progressivas e regressivas, onde é possível configurar até 4 contagens simultâneas, com imã de fixação na parte posterior.

Indicações na Tela: Hora, minutos, segundos, AM/PM, indicações de contagem T1/T4.

Configuração de tempo: de 1 segundo até 99 horas, 59 minutos e 59 segundos;

Temperatura ideal de operação: de 0° até 40°C;

Alimentação: Duas pilhas AAA tipo botão de 1,5V (não inclusas);

Duração das baterias: Aproximadamente um ano utilizando 30 segundos de alarme por dia.



## **TIMER ANALÓGICO ATÉ 60 MINUTOS - DKT-2**

Aparelho com a função de contagem regressiva;

Configuração de tempo até 60 minutos.



## TERMÔMETRO ANALÓGICO TIPO CAPELA - 10407-02

Termômetro analógico de máxima e mínima tipo "capela", com enchimento de mercúrio, feito em plástico. Uso interno ou externo;

Faixa de temperatura:  $-38^{\circ}\text{C}$  a  $50^{\circ}\text{C}$ ;

Divisão de  $0,1^{\circ}\text{C}$ ;

Botão central automático com função zerador do marcador de máxima e mínima (filete azul).



## TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO COM VISOR GIRATÓRIO - 10403-03

Termômetro tipo espeto de visor e cabeça com mobilidade giratória de 180 graus. Possui bainha protetora de plástico para o sensor.

Faixa de temperatura:  $-50^{\circ}\text{C}$  a  $300^{\circ}\text{C}$ ;

Sensor: 150 mm;

Dimensões: 44x30x30mm;

Faixa de temperatura de trabalho para o corpo:  $0^{\circ}\text{C}$  ~  $50^{\circ}\text{C}$ .



## TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO - 10403-04

Termômetro tipo espeto com bainha protetora de plástico para o sensor.

Faixa de temperatura:  $-50^{\circ}\text{C}$  a  $300^{\circ}\text{C}$ ;

Sensor: 150 mm;

Dimensões: 44x30x30mm;

Faixa de temperatura de trabalho para o corpo:  $0^{\circ}\text{C}$  ~  $50^{\circ}\text{C}$ .



## TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO COM SONDA - 10404-10

Termômetro tipo espeto com sonda da marca ION, pode ser utilizado em laboratórios de pesquisa, cozinhas ou fábricas, entre outros.

Faixa de temperatura:  $-50^{\circ}\text{C}$  a  $200^{\circ}\text{C}$ ;

Armazena na memória a temperatura máxima e mínima;

Permite a troca entre  $^{\circ}\text{C}$  e  $^{\circ}\text{F}$ ;

Possui a função HOLD para melhores leituras;

Com sonda de aço inox;

Cabo do sensor com 80cm..



Equipamento Importado  
e distribuído por:

 **IONLAB**



[WWW.IONLAB.COM.BR](http://WWW.IONLAB.COM.BR)

Assistência técnica  
**PERMANENTE**

Garantia de 12 meses  
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

